

## Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fc $\gamma$ fragment specific

### 过氧化物酶标记山羊抗鼠 IgG, Fc $\gamma$ 片段

#### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
Peroxidase AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fc $\gamma$ fragment specific 过氧化物酶标记山羊抗鼠 IgG, Fc $\gamma$ 片段	34849ES60	100 $\mu$ L

#### 产品描述

本品是过氧化物酶共轭亲和纯山羊抗小鼠 IgG, Fc 片段特异性, 抗体采用琼脂糖珠偶联抗原免疫亲和层析法从抗血清中纯化。(对人、牛、和马血清蛋白) 基于免疫电泳或 ELISA, 抗体与小鼠 IgG 重的 Fc 部分反应而不是小鼠免疫球蛋白的 Fab 部分。未检测到抗小鼠 IgM 或抗体非免疫球蛋白血清蛋白。该抗体已通过 ELISA 和/或固相吸附测试, 以确保最低限度与人、牛和马血清蛋白交叉反应, 但也可能与其他物种的免疫球蛋白交叉反应。

#### 产品性质

抗体浓度 (Antibody Concentration)	100 $\mu$ l (0.4 mg/ml)
缓冲液 (Buffer)	0.005M 磷酸钠, 0.125M 氯化钠, pH 7.6
稳定剂 (Stabilizer)	7.5mg/ml BSA (无 IgG, 无蛋白酶), 50% 甘油
防腐剂 (Preservative)	None (叠氮化钠会抑制 HRP 活性)
原料来源 (Source of Material)	Jackson Immunoresearch 115-035-071

#### 产品应用

IHC/ICC: 1:250 - 1:2500

ELISA/WB (显色法): 1:2500 - 1:50000

ELISA/WB (化学发光法): 1:5000 - 1:100000

#### 运输与保存方法

冰袋运输, -20 $^{\circ}$ C 保存, 有效期 12 个月。

#### 注意事项

1. 避免反复冻融。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途!