

## 隔条玻璃片 1.0mm, 101\*82mm

### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
隔条玻璃片 1.0mm, 101*82mm	80808ES05	5 片/盒

### 产品描述

隔条玻璃片 1.0mm, 101\*82mm 为翌圣垂直电泳系列产品配件, 与短玻璃板组合成凝胶三明治夹。玻璃板厚度 1.0 mm, 面积 101\*82mm。



### 运输与保存方法

常温运输, 室温保存。

### 注意事项

- 1) 易碎品, 使用时注意避免外力造成的损坏;
- 2) 运输过程, 注意轻拿轻放。