

隔条玻璃片 1.5mm, 101*82mm

产品信息

| 产品名称 | 产品编号 | 规格 |
|-----------------------|-----------|-------|
| 隔条玻璃片 1.5mm, 101*82mm | 80809ES05 | 5 片/盒 |

产品描述

隔条玻璃片 1.5mm, 101*82mm 为翌圣垂直电泳系列产品配件, 与短玻璃板组合成凝胶三明治夹。玻璃板厚度 1.5 mm, 面积 101*82mm。。



运输与保存方法

常温运输, 室温保存。

注意事项

- 1) 易碎品, 使用时注意避免外力造成的损坏;
- 2) 运输过程, 注意轻拿轻放。