

Doxylamine succinate

产品信息

产品名称	产品编号	规格
Doxylamine succinate	54003ES50	50 mg


产品描述

Doxylamine succinate 琥珀酸多西拉敏是一种抗组胺药物（组胺-H1 受体拮抗剂），具有镇静和抗胆碱作用，可用于预防孕妇晨吐。

产品性质

英文别名 (English Synonym)	Decapryn
中文名称 (Chinese Name)	琥珀酸多西拉敏
靶点 (Target)	Histamine H1 receptor
通路 (Pathway)	GPCR/G Protein--Histamine Receptor
CAS 号 (CAS NO.)	562-10-7
分子式 (Formula)	C ₂₁ H ₂₈ N ₂ O ₅
分子量 (Molecular Weight)	388.46
外观 (Appearance)	粉末
纯度 (Purity)	≥98%
溶解性 (Solubility)	溶于水，溶于 DMSO

结构式 (Structure)



运输和保存方法

冰袋运输。粉末直接保存于-20°C，保持干燥，有效期3年。建议分装后-20°C干燥保存，避免反复冻融。

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 粉末溶解前请先短暂离心，以保证产品全在管底。
3. 请勿吸入、吞咽或者直接接触皮肤和眼睛。
4. 本产品仅用于科研用途，禁止用于人身上。